



# Istem

MEDİKAL TIBBİ CİHAZ VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

## Intraosseöz İnfüzyon İğnesi



- Intraosseous İnfüzyon İğnesi acil durumlarda, şok ya da bilinç kaybı olan hastalarda intravenöz (İV) yol açılmadığında kemik içi infüzyon sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Hızlı, güvenilir ve kontrollü giriş için alternatif bir uygulamadır.
- ACLS (Advanced Cardiac Life Support) kapsamında IV ve santral venöz uygulamalara eş düzeyde tutulmaktadır.
- İlaç, kan ve sıvılar venöz sisteme saniyeler içinde ulaşır.
- Paramedik ve ilk yardımcılar tarafından da uygulanabilir.
- Hastane dışında kullanıma uygundur.
- Mükemmel uç dizaynıyla işlem zorlanmadan saniyeler içerisinde gerçekleşir.

Ürün Adı	Ref No	Çap(G)	Uzunluk(CM)
Intraosseöz Infusion Needle-M Tip	ION1515	15	1,5
Intraosseöz Infusion Needle-M Tip	ION1525	15	2,5
Intraosseöz Infusion Needle-M Tip	ION1540	15	4,0
Intraosseöz Infusion Needle-M Tip	ION1545	15	4,5
Intraosseöz Infusion Needle-M Tip	ION1815	18	1,5



Istem

MEDİKAL TIBBİ CİHAZ VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

**Istem Medikal Tıbbi Cihaz ve San. Ltd. Şti.**

Anadolu OSB. Mah. 29 Ekim Cad. No:39 Malıköy/Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 394 55 62 Faks: +90 312 219 56 13

export@istemmedikal.com | www.istemmedikal.com